

Kontaktní informace

Aidian Oy, odštěpný závod CZ
zastoupení pro ČR, HU, PL, SR & jihovýchodní Evropu
Bělohorská 57, 169 00 Praha 6

Tel: +420 233 350 533

info@aidian.cz

aidian.cz / uricult.cz

tackleamr.com

Produkt	Kat. č.
Uricult 10 testů	67404
Uricult Plus 10 testů	67465
Uricult Trio 10 testů	68197
Cultura M 230 V	05866
Teploměr, příslušenství	05724
Stojánek, příslušenství	139248



Cultura M je jednoduchý a praktický inkubátor pro kultivaci při teplotách v rozmezí 25–45 °C. Pro snadnou inkubaci testů je dostupný teploměr a stojánek.

Je to tak jednoduché!



Ponořit nebo polít



Inkubovat



Vyhodnotit

Literatura

1. Arneil GC, McAllister TA, Kay P. Detection of bacteriuria at room temperature. *Lancet* 1970; January 17: 119–121.
2. Granato PA. Evaluation of a dip slide device for enumeration of bacteria in urine. *Laboratory Medicine* 1980; 11: 4: 246–250.
3. Larinkari U, Rautio M. Evaluation of a new dipslide with a selective medium for the rapid detection of beta-glucuronidase-positive *Escherichia coli*. *Eur. J. Clin. Microbiol. Infect. Dis.* 1995; 14: 606–609.

Jednoduchá kultivace moči přímo v místě péče.

Uricult®



AIDIAN

aidian.cz

AIDIAN

Jednoduchá kultivace moči přímo v místě péče.

Uricult je **kultivační dip-slide test** určený k diagnostice infekcí močových cest (UTI) pomocí detekce mikroorganismů ve vzorcích moči. Test lze provádět přímo přímo v místě péče, nebo destičky použít jako praktické transportní médium pro vzorky určené ke kultivaci. Testy Uricult jsou dostupné ve třech různých, jednoduše použitelných verzích.

Dostupné produkty

Uricult® obsahuje médium CLED pro detekci celkového počtu bakterií a médium MacConkey pro detekci gramnegativních bakterií.

Uricult® Plus obsahuje média CLED a MacConkey a také selektivní enterokokové médium pro detekci enterokoků a *streptokoků* skupiny B.

Uricult® Trio obsahuje média CLED a MacConkey a také médium E. coli pro detekci gramnegativních organismů produkujících β -glukuronidázu. Na médiu E. coli lze kultivovat rovněž některé kvasinky.



Snadno použitelný

- Tři jednoduché kroky:
Ponořit – Inkubovat – Vyhodnotit
- Vhodný i pro zdravotnické pracovníky bez laboratorních zkušeností
- Inkubace a vyhodnocení v místě péče
- Selektivní média pro předběžnou identifikaci bakterií

1-2-3



Efektivita nákladů

- Dlouhá doba použitelnosti
- Inokulovaný test lze transportovat
- Skladování při pokojové teplotě

Vysoká kvalita

- Vysoká kvalita prokázaná desítkami let zkušeností¹
- Uživatelé po celém světě
- Prověřený pracovní postup¹⁻³



Proveďte test před zahájením léčby

- Předběžná identifikace bakteriurie
- V primární péči, ve zdravotnických centrech, na odděleních nemocnic a v laboratořích
- Výsledky dostupné již druhý den pomáhají při rozhodování o léčbě

